

## SCHEDA TECNICA

Nome prodotto: **Perni transmucosi AT® accorciabili**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MEDICO:  
"SISTEMA DI IMPIANTI AT® AT2® AT3®"



- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Materiale</b>                | ➤ Acciaio chirurgico P558 esente da nichel.   |   |
| <b>Parallelizzazione</b>        | ➤ Fino a 45° in qualsiasi direzione.  |   |
| <b>Sterilizzazione</b>          | ➤ A raggi gamma.  |   |
| <b>Confezioni</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1 perno per impianti lunghi 10mm</li> <li>➤ 1 perno per impianti lunghi 13mm</li> <li>➤ 1 perno per impianti lunghi 16mm</li> <li>➤ 1 perno per impianti lunghi 19mm</li> <li>➤ 1 perno per impianti lunghi 22mm</li> <li>➤ 1 perno extralungo per impianti lunghi 22mm</li> </ul> | <p>Cod. 3051</p> <p>Cod. 3053</p> <p>Cod. 3055</p> <p>Cod. 3057</p> <p>Cod. 3059</p> <p>Cod. 3061</p> |
| <b>Avvertenza</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I Perni transmucosi AT® accorciabili sono monouso. Vengono forniti in fiale sterilizzate a raggi gamma. Aprire la fiala solo immediatamente prima dell'uso.</li> </ul>   |   |
| <b>Confezionamento</b>          | ➤ Prodotto fornito in fiale di vetro.   |   |
| <b>Caratteristiche</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estremità eccentrica più lunga dei perni transmucosi normali.</li> <li>➤ Accorciabili alla loro estremità fino a 3 mm per ottenere tutte le lunghezze intermedie.</li> </ul>   |   |
| <b>Principali utilizzazioni</b> | ➤ Il perno transmucoso extralungo si utilizza nei rari casi clinici in cui vi è un notevole spessore dei tessuti molli al di sopra di impianti lunghi 22 mm.  |   |

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA

